

Måttschema för P Pod



Mått tas i sittande eller liggande

Typ av mått		Hur mäta	Kommentar	Målt verdi
SB	Sittbredd	Från höftens ytterkant till ytterkant	Tvårs över bäckenet	mm
BV	Bröstbredd	Från armhåla till armhåla	Tvårs över bröstkorgen	mm
SD	Sittdjup	Från bakre delen av sätet till knävecket	Höfter och knän i 90 graders vinkel	mm
LL	Benlängd	Från insidan av knävecket till undersidan av hälen	Knä och fotled i 90 graders vinkel	mm
AH	Armhålehöjd	Från underlaget/sätet till armhålan	Höfter och knän i 90 graders vinkel	mm
RL, SH	Rygglängd till axelhöjd	Från underlaget/sätet till överkant av axlarna	I liggande: dra ner axlarna och tryck upp mot sittbenen. I sittande hjälper tyngdkraften till.	mm
RL, OH	Rygglängd över huvudet	Från underlaget/sätet till toppen av huvudet	I liggande: dra ner axlarna och tryck upp mot sittbenen. I sittande hjälper tyngdkraften till.	mm

Ppod symmetrisk		Storlekar (mått i mm)										
Type mål		1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
SB	Sittbredd	240	260	270	290	310	340	340	380	380	420	430
BV	Bröstbredd	200	230	230	250	270	290	290	330	330	370	370
SD	Sittdjup	190	220	250	310	310	340	340	370	380	420	470
AH	Armhålehöjd	230	280	290	290	310	310	380	380	410	410	410
RL, SH	Rygglängd till axelhöjd	280	330	380	380	390	390	470	470	510	510	620
RL, OH	Rygglängd över huvudet	420	480	530	530	600	600	660	660	730	730	800

Mobil underdel storlek Small: passar ppod-säten i storlek 1, 2 och 2,5 med liten basplatta.

Mobil underdel storlek Medium: passar ppod-säten i storlek 3, 3,5 och 4 med medelstor basplatta.

Mobil underdel storlek Large: passar ppod-säten i storlek 4,5, 5 och 6 med stor basplatta.

Mobil underdel storlek Large med förlängningsplatta och svänghjul fram: passar säte i storlek 7 med XL-basplatta.