

Ppod

Positioneringsstol för aktivitet och vila



Ett hemtrevligt och bekvämt alternativ till rullstol som gör det möjligt för användaren att slappna av utan att kompromissa med det posturala stödet.



AVTAGBARA ÖVERDRAG

Vadderade, med nedfällbart huvudstöd och höftrem.

SITS

Ger stöd för att bibehålla en god sittställning.

STÖDKUDDE


Ger stabilitet till sitsen.

SÄCKBAS

Ger olika funktionella sittställningar.

Färgval


Ppod kan levereras med överdrag i flera olika färger. Överdragen är avtagbara och kan enkelt tvättas i maskin.




Ebony




Evergreen




Cadet




Skylight



Violet
Storm



Raspberry
Ripple



Poppy


Ppod symmetrisk	Ppod-storlekar med mått angivna i mm										
Type mål	1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
Höftbredd (A)	240	260	270	290	310	340	340	380	380	420	430
Brösthöjd (B)	200	230	230	250	270	290	290	330	330	370	370
Sittdjup (C)	190	220	250	310	310	340	340	370	380	420	470
Säte-axel (D)	230	280	290	290	310	310	380	380	410	410	410
Skulderhöjd (E)	280	330	380	380	390	390	470	470	510	510	620
Huvudhöjd (F)	420	480	530	530	600	600	660	660	730	730	800
Ppod asymmetrisk	Tillverkas efter användarens kroppsform och är individuellt formad.										

Eftersom Ppod har inbyggt nackstöd är skulderhöjd/ryggglängd det mest avgörande måttet när du ska välja en Ppod som passar barnet. Om ryggglängden motsvarar en Ppod-storlek som ser för liten ut för barnet kan Ppod byggas med sidoinlägg för att ändå ge en god, kroppsnära passform.



Upprätt position

Tillbäckalutad position



Varianter	1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
Bruksvikt	32 kg	32 kg	32 kg	64 kg	64 kg	64 kg	64 kg	89 kg	89 kg	89 kg	89 kg
Huvudhöjd	42 cm	48 cm	53 cm	53 cm	60 cm	60 cm	66 cm	66 cm	73 cm	73 cm	80 cm
Sitbredd	24 cm	26 cm	27 cm	29 cm	31 cm	34 cm	34 cm	38 cm	38 cm	42 cm	43 cm
Sitdjup	19 cm	22 cm	25 cm	31 cm	31 cm	34 cm	34 cm	37 cm	38 cm	42 cm	47 cm
Totalbredd	50 cm	50 cm	50 cm	65 cm	65 cm	65 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Totallängd	75 cm	75 cm	75 cm	80 cm	80 cm	80 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	100 cm
Totalvikt	4,2 kg	4,4 kg	4,4 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,8 kg	5,8 kg	8,4 kg	8,4 kg	9,6 kg	-

TILLBEHÖR

Olika tillbehör kan användas utifrån behov, med fokus på både komfort och möjliggörande av aktivitet.



Mobil bas



Aktivitetsbåge



Fristående bord



Bord i knät



Fotstöd



Nackstöd, 3 kammare

TILLBEHÖR		Höjd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)
Fristående bord	S	630-750	525	545
	M	710-940	645	600
	L	710-940	750	660
Bord i knät	S	-	500	380
	M/L	-	650	500
Aktivitetsbåge	S	790 - 1120	770	980
	M	790 - 1500	770	980
Fotstöd	S	170	450	300
	M/L	170	500	320
Mobil bas	S	1060	580	1030
	M	1070	680	1120
	L	1070	680	1125
	XL	1070	680	1325

Ppod str. 1, 2 och 2,5: SMALL, Ppod str. 3, 3,5, 4 och 4,5: MEDIUM, Ppod str. 5, 5,5 och 6: LARGE, Ppod str. 7: XTRA-LARGE
 Där tillbehöret inte finns i alla storlekar väljs den som är närmast i storlek.

Du kan läsa mer om **Ppod** på vår webbplats.
 Skanna QR-koden för att komma direkt till produktsidan.



Individuellt anpassad Ppod

Individuellt formstött stöd, även vid vila och lägesändring

**Exempel:**

Formgjuten Ppod-liner, levereras med formsytt överdrag i önskad färg.

Vissa personer har en kropp och ett behov som gör att de inte uppnår en tillfredsställande sittställning i en standardiserad sits. Då kan en individuellt anpassad Ppod vara en lösning. Individuellt formad Ppod är mer flexibel och följer med användarens aktiva rörelser i sitsen. När användaren slappnar av dras kroppen tillbaka till den formgjutna ställningen som korrigerar och ger stöd.

Ppod är en sittmöbel för positionering och stabilisering. Stolen kan användas i ett upprätt läge som ger möjlighet till social gemenskap och delaktighet i aktivitet tillsammans med andra, samtidigt som den enkelt kan justeras till ett tillbakalutad läge för avslappning.

En individuellt anpassad Ppod formas efter varje enskild användare och ger ännu mer stöd och stabilitet än en standard-Ppod. Precis som en standardmodell kan även en individuellt anpassad Ppod anpassas för kroppar som är långa eller korta, smala eller breda, spastiska eller slappa.

Individuellt anpassad Ppod tillverkas i samma material som en vanlig Ppod, vilket ger stolen samma goda egenskaper:

- ✓ Sätet låses som en enhet med inbyggt underarmsstöd, huvudstöd, lårstöd och abduktionshöjning.
- ✓ För användare som sitter i formgjutna sittskal är det vanligt att en individuellt formad Ppod ger möjlighet till lägesändring.
- ✓ Stora ytor mot kroppen ger sensorisk återkoppling och kan upplevas som trygghetsskapande.